

FDA ALERTA SOBRE LOS NUEVOS DISPOSITIVOS MÓVILES Y WEREABLES

Autor: Marcos García Aguado

Fecha de publicación: 16/5/2021

Patología: Miscelánea / Categoría: Novedad

Tiempo de lectura: 1 minuto

<https://www.carprimaria.com/leer-miscelanea/moviles-dispositivoscardiacos-riesgos>



Algunos móviles de última tecnología y relojes inteligentes pueden interferir con los dispositivos implantables como marcapasos y desfibriladores.

Las últimas tecnologías dotan de imanes potentes a los dispositivos y pueden interferir con los dispositivos implantables, por ejemplo, inhibiendo la detección de arritmias.

Es cierto que no se han notificado eventos peligrosos, pero si se ha constatado su poder de interferencia, y por ello la **FDA** ha realizado una llamada de atención y una serie de recomendaciones aplicables fundamentalmente a móviles y relojes inteligentes de última generación y gran potencia:

- Mantenerlos a 15 cm de distancia de los dispositivos implantables, y, por tanto, no llevar nunca estos wereable en los bolsillos cercanos a los dispositivos.
- Verificar de forma domiciliaria, en aquellos casos que sea posible, su correcto funcionamiento

La FDA concluye su advertencia indicando que el riesgo para los pacientes se considera bajo.



REFERENCIAS

<https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-brief-fda-continues-monitor-effects-magnets-consumer-electronics-implanted-medical-devices>